



Ulostenäytteet

Noudata tarkoin seuraavia ohjeita:

Laita aina nimellä, näytteenottopäivämäärällä ja henkilötunnuksella varustettu tarra näytepurkkiin/-putkeen. Toimita näytepurkit laboratorioon muovipusseihin pakattuina. Älä laita lähetettä näytepurkin kanssa samaan muovipussiin.

Ulosteviljely I

- ota jokaiseen edellä mainittuun rastitettuun tutkimukseen oma purkki ja oma kuljetusaineputki
- ota tuoretta ulostetta **puoli purkkia** (sulje korkki tiiviisti) ja laita kunnollinen nokare ulostetta (miesluummin limainen tai verinen kohta) dacrontikussa **yhteen (1) bakteerikuljetusaineputkeen**
- säilytä näytettä jääkaapissa ja toimita se laboratorioon vuorokauden kuluessa

Ulosteen Cl.Difficile-tutkimus

Ulosteen helicobakteeri

- ota tuoretta ulostetta **yhteen (1) purkkiin** (ripuliuloste ei käy)
- jos Sinulla on antibioottikuuri, Pylorid-lääkitys tai protonipumpun estäjiä (esim. Lanzo, Losec, Somac, Pariet, Nexium), voit ottaa näytteen vasta kaksi viikkoa lääkkeen loppumisen jälkeen
- kontrollinäytteen voit ottaa aikaisintaan kuukauden kuluttua helicobakteerin häättöhoiton päättymisestä.
- säilytä näytettä jääkaapissa ja toimita se laboratorioon vuorokauden kuluessa

Ulosteen parasiitit

- ota tuoretta ulostetta **yhteen(1) 10 % formaliniin sisältävään kierrekorkilliseen purkkiin**.
- sekoita näyte hyvin vellimäiseksi seokseksi
 - vesimäinen ripuliuloste: sekoitussuhde 1 osa ulostetta, 2 osaa formaliniin
 - kiinteä uloste: sekoitussuhde 1 osa ulostetta, 5 osaa formaliniin
- säilytä näytettä jääkaapissa ja toimita se laboratorioon vuorokauden kuluessa

Ulosteen elastaasi

Norovirus antigeeni

EHEC

Rotavirus ja Adenovirus

Stafylokokki ja Candida

- ota jokaiseen edellä mainittuun rastitettuun tutkimukseen/tutkimuspakettiin oma purkki
- ota tuoretta ulostetta **puoli purkkia** (sulje korkki tiiviisti)
- toimita näyte laboratorioon mahdollisimman pian näytteen ottamisen jälkeen

Kihomadot

- ota näyte aamulla heti heräämisen jälkeen ennen pesua ja ulostamista
- hiero peräaukon poimuja voimakkaasti pumpulitikulla, joka on kostutettu muoviputkessa olevalla nesteellä ja laita tikku näytteenoton jälkeen muoviputkeen ja sulje putki korkilla
- toimita näyte laboratorioon näytteenottopäivänä

Ulosteen kalprotektiini

- ota noin herneen kokoinen nokare ulostetta näytepurkkiin (sulje korkki tiiviisti)
- säilytä näytettä jääkaapissa ja toimita se laboratorioon kolmen (3) vuorokauden kuluessa

Yhteystiedot

Jos sinulla on näistä kokeista kysyttävää, voit soittaa arkisin numeroon 03-629 2273.